



SISTEMA PROFESIONAL DE LIMPIEZA FACIAL

MICROPUNCIÓN

NANOPORE PEN es un sistema de micropunción en formato lápiz, ligero e inalámbrico, que estimula el colágeno y favorece la absorción transepidérmica de principios activos. Mejora notablemente el aspecto y la textura de la piel desde la primera sesión, reduciendo arrugas e imperfecciones.

Su motor de 5V y la calidad de las agujas NANOPORE aportan efectividad, precisión y seguridad a los tratamientos. Uno de sus mayores beneficios es poder trabajar de manera inalámbrica o conectado a una fuente eléctrica. Cuenta con dos baterías intercambiables, de 2 horas de autonomía cada una.



5V

Potencia
del motor



8.150

Revoluciones
por minuto



136

Pulsaciones
por segundo



1360

Microcanales
por segundo



1,5

Milímetros de
penetración



15

Minutos de duración
del tratamiento